

広島市立安佐市民病院生理検査システム 定期点検項目

1 サーバ

(1) 点検事前確認 (リモートにて実施)

点検日の1週間前頃にリモートでサーバの確認

- ア バックアップ確認
- イ システム情報 (イベントログ、システム時刻、メモリ使用量、ディスク使用量、ネットワークドライブ) 確認
- ウ アプリ/ツール動作状況確認
- エ システム設定確認
- オ 無停電電源装置のバッテリー容量、設定確認
- カ ハードウェアの状態確認
- キ Vita・CNN以外の他社製アプリケーションVer確認
- ク アプリケーション二重化確認

(2) 点検日当日

ア サーバ停止前点検

サーバ停止前の稼働状態を確認

- (ア) 設置場所、ホスト名、IPアドレス他情報の確認
- (イ) バックアップ確認
- (ウ) ツールにて異常がないかどうか確認

イ サーバ停止

ウ 清掃

サーバを停止して実施

- (ア) 清掃 (外観、専用治具を使用しての内部清掃)、状態確認
- (イ) 型式、シリアル番号確認

エ サーバ起動

オ 清掃後確認

サーバを起動して、起動後の状態を確認

- (ア) 正常起動後の確認
- (イ) システム情報 (イベントログ、システム時刻、メモリ使用量、ディスク使用量、ネットワークドライブ) 確認
- (ウ) ツールにて異常がないかどうか確認

カ 稼働確認

テストオーダーを発行し、検査ルーチンの運用を確認

- (ア) テストオーダー受信確認
- (イ) 検査機器で受信確認
- (ウ) 検査機器で検査データ登録
- (エ) 検査データ確認
- (オ) 検査レポート作成確認
- (カ) 検査レポート参照確認

2 クライアント

(1) 停止前点検

端末停止前の稼働状態を確認

- ア 設置場所、ホスト名、IPアドレス他情報の確認
- イ システム情報 (イベントログ、システム時刻、メモリ使用量、ディスク使用量) 確認
- ウ 起動アプリケーション確認
- エ 検査結果検索確認

(2) 清掃

端末を停止して実施

- ア 清掃 (外観、専用治具を使用しての内部清掃)
- イ 接続の点検対象周辺装置、プリンタなど清掃及び点検
- ウ 型式、シリアル番号確認

(3) 清掃後確認

端末を起動して、起動後の状態を確認

- ア 正常起動後の確認
- イ システム情報 (イベントログ、システム時刻、メモリ使用量、ディスク使用量) 確認
- ウ 起動アプリケーション確認
- エ 検査結果検索確認

3 周辺機器

機器清掃の他、各LEDランプの正常点灯確認及び動作確認を実施

4 案内表示システム

- (1) OS、データベースのクリーンアップ
- (2) ハード機器、ケーブル類のチェックと掃除

5 結果報告

所定の点検チェックシートに結果を記載し報告