

# 仕 様 書

この仕様書は、全身麻酔器「(以下「機器」という。)の購入及び納品について適用する。  
 なお、応札は、下表で示した機器の中から選択して行うこと。

## 1 品名及び規格(型番)、メーカー名、数量等

品 名		規格 (型番)	メーカー名	数量
全身麻酔器				1 式
内 訳	エイシス CS2 Pro	1011-9050-000-570416-D	GE	4
	アラジン 2 カセット DES	1100-9026-000		4
	アラジン 2 カセット SEVO イージー フィル	1100-9030-000		4
	大和酸器 O2 耐圧ホース(5m-川重)	07-007-5M		4
	大和酸器 N2O 耐圧ホース(5m-川重)	07-008-5M		4
	大和酸器 Air 耐圧ホース(5m-川重)	07-009-5M		4
	余剰ガスホース(セントラルユニ)	07-003-01		4
	キャスターガード	1001-3296-000		4
	フォールディングサイドテーブル	1011-8321-000		4
	CPU 壁マウント 7.6~11.4cm	2021474-001-001		4
	作業台カバー	M1074608		4
	エイシスアラジンカセットガード	M1135098		4
	VHM アーム キーボード/マウス壁 マウント	2021271-001		4
	E-sCAiO モジュール	2065633-001		4
	CareStation 650SE	1012-9650-000-643461-C		2
	大和酸器 O2 耐圧ホース(5m-川重)	07-007-5M		2
	大和酸器 Air 耐圧ホース(5m-川重)	07-009-5M		2
	CS600 シリーズ フォールディング サイドテーブル	2079219-001-S		2
	VHM アーム キーボード/マウス壁 マウント	2021271-001		2
	CPU 壁マウント 7.6~11.4cm	2021474-001-001		2
キャスターガード(CS650 用)	I002011LSI	2		
CS 650 PCV - VG/SIMV PCV - VG Opt Kit	M1809983	2		
E-sCAiO モジュール	2065633-001	2		

又は、

品 名		規格 (型番)	メーカー名	数量
全身麻酔器				1 式
内 訳	Perseus A500(ガスモジュール標準 内蔵)	MK06000	ドレーゲル	4
	基本ユニット トロリーベース	MK08190		4
	3 ガス電気ミキサー、アドバンスボ ンベサポート	OPC5763		4
	Vapor View オプション(2 気化器)	MK07503		4
	ボンベホルダー、2 ボンベ用	MK08179		4
	O2 減圧器、ピンインデックス	MK10222		4
	N2O 減圧器、Pin インデックス	MK10223		4

SW オプション エコノメータートレンド+ログブック出力	MK10143	4
SW オプション ローフローウィザード	MK09832	4
SW オプション Pressure Support	MK08317	4
SW オプション FiO2 予測	MK08314	4
SW オプション 肺リクルートメント	MK10145	4
フレキシブル換気バッグアーム	8605088	4
AGS ホースコネクタ、8/12mm	M36048	4
圧力ゲージ	MK09494	4
引き出しモジュール、スタンダード	MK08973	4
筆記台付きボックス	MK08487	4
トップシェルフ	MK08493	4
Vapor 3000 セボフルラン	OPC5639	4
D-Vapor 3000	M36700	4
キャスターガード 4 個入り(小)	M36049	4
耐圧ホース O2、DISS-川重 5m	M35804	4
耐圧ホース Air、DISS-川重 5m	M35801	4
耐圧ホース N2O、DISS-川重 5m	M35807	4
余剰ガス排出ホース 5m	MV07132	4
クリックアダプタ付き	MX50090	4
ADPX100000 余剰ガスアダプター L 型	MV07190	4
ホースクリップ(ユニ余剰ガス用)	MV07195	4
ID ドレーゲルソーブ 800+CLIC 【min : 6】	MX50004	12
L15 CPU Mount 11.4cm-17.8cm	5305159	4
L15 8.9cm Fixed Extension with Channel	5305161	8
ID ウォーターロック 2 【min : 12】	6872020	24
サンプルラインセット 【10 個入】	8290286	4
USB Stick 1GB PDM20-1 Drager	8416347	4
VHM アーム 先端 VESA プレート	WS-0008-02	4
CPU マウント(対応 CPU 幅 3.8cm、7.6cm)	WM-0007-40B	4
延長バー付チャンネル(延長バー 7.6cm、チャンネル長 14cm)	WM-0003-12E	4
Atlan A350	8621500	2
トロリータイプ A350	OPC5907	2
3 ガス電気ミキサー、アドバンスボンベサポート	OPC5955	2
患者ガスモジュール xGM AutoID	OPC5917	2
Drager、気化器 1 台	OPC5923	2
ガスボンベ 2 本用ホルダー	8609647	2
ボンベ用レンチキット	8621198	2
O2 減圧器、ピンインデックス	MK06316	2

N2O 減圧器、Pin インデックス	MK06317	2
AutoFlow	OPC5937	2
自発呼吸サポート	OPC5936	2
エキスパートビュー	OPC5943	2
アドバンス換気モニタリング	OPC5941	2
アドバンストレンド	OPC5940	2
アドバンスガスモニタリング	OPC5938	2
フレキシブル換気バックアーム	8605088	2
AGS アクティブ	OPC5946	2
AGS ホースコネクタ、8/12mm	M36048	2
マンメーター	OPC5948	2
跳ね上げ式延長ケーブル	8621330	2
Atlan A3XO カウンターウェイト	8609640	2
耐圧ホース O2、DISS-川重 5m	M35804	2
耐圧ホース Air、DISS-川重 5m	M35801	2
耐圧ホース N2O、DISS-川重 5m	M35807	2
キャスターガード 4 個入り(小)	M36049	2
余剰ガス排出ホース 5m	MV07132	2
ADPX100000 余剰ガスアダプター L 型	MV07190	2
ホースクリップ(ユニ余剰ガス用)	MV07195	2
ID ドレーゲルソーブ 800+CLIC 【min : 6】	MX50004	6
L15 CPU Mount 11.4cm-17.8cm	5305159	2
L15 8.9cm Fixed Extension with Channel	5305161	2
USB Stick 1GB PDM20-1 Drager	8416347	2
サンプルラインセット 【10 個入】	8290286	2
クリックアダプタ付き	MX50090	2
VHM-25 アーム 先端 VESA プレ ート	WS-0008-04	2
CPU マウント(対応 CPU 幅 3.8cm -7.6cm)	WM-0007-40B	2

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

### 3 納入期限

令和4年4月15日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

### 4 納入場所

広島市立安佐市民病院 麻酔科 【担当：田中】

（広島市安佐北区可部南2丁目1番1号）（電話番号：082-815-5211（代表））

### 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

### 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

### 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。