

別紙5 広島市立広島市民病院 特記事項①

【中央処置室における処置セット組運用】広島市民病院

- ・ SPD 事務室内に処置セット用棚を設け、下記商品の定数管理を行うこと。
- ・ 取り揃える材料のラベルは受託者が台帳に貼り、部署に捺印をもらった後、消費読み込みを行うこと。
- ・ 1セットにつき下記セット数量を取り揃え、ビニール袋1袋に詰め込み、折りたたみコンテナ50セット分を用意すること。
- ・ 毎日、折りたたみコンテナの配送を行うこと。
- ・ 休前日の場合は休日分のセットも併せて配送を行うこと。

○セット内容

メーカー名	商品名	規格	準備 セット数量
スリーエムヘルスケア	テカ [®] タ [®] ーム HP トランスペ [®] アレントト [®] レッシング [®]	9519HP 6.0cm×6.0cm(不織布付)	1 枚
トップ [®]	トップ [®] エックステンションチューブ [®]	01635 X2-L50	1 本
ニプロ	ニプロ [®] シリジ [®]	08-549 DS 5ml 針ナシ	1 本
川本産業	ステリコットα	023-721000-00 4cm×4cm 200 包入	2 包
日本ベクトン・ディッキンソン	BD インサイトオートカ [®] ート [®]	381823 22G 25mm	1 本
日本ベクトン・ディッキンソン	インターリンク 輸液セット 20 滴	Y22001T-ZBA(Y22001T) 2Y サイト 90cm TL	1 本
日本ベクトン・ディッキンソン	インターリンク インジ [®] ェクションサイト	A2N3399-ZBA(A2N3399)	1 個
日本ベクトン・ディッキンソン	BD Aライン 動脈採血キット	364356 1ml ルア [®] ースリップ [®] コ [®] ムキャップ [®]	1 本
日本ベクトン・ディッキンソン	フ [®] ラット [®] ・トランスファー・デ [®] ハイス	364880	1 個
日本ベクトン・ディッキンソン	ヘモカ [®] ート [®] フ [®] ラスチックチューブ [®]	367846 EDTAK2(スフ [®] レーコート) 2ml 採血	1 本
積水化学	インセパ [®] ックII - D	SIM-P0705SQ-キイロ ST 5ml 採血	1 本