

仕 様 書

この仕様書は、X線骨密度測定装置（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

メーカー名	品名	規格（型番）	数量
GE ヘルスケア・ジャパン	PRODIGY Fuga	内訳は別紙のとおり	1 式

または

メーカー名	品名	規格（型番）	数量
ホロジックジャパン	Horizon W 型	内訳は別紙のとおり	1 式

特記事項

機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整および既存品の撤去に係る経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和 9 年 5 月 31 日（月）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立北部医療センター安佐市民病院 放射線技術部【担当：行友】

（広島市安佐北区亀山南一丁目 2 番 1 号）（電話番号 082-815-5211（代表）内線 3033）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後 1 か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。

GE ヘルスケア・ジャパン PRODIGY Fuga

	品 名・規格	数量
	X 線骨密度測定装置 PRODIGY Fuga	
1	X 線骨密度測定装置 PRODIGY Fuga	1
2	enCORE 専用コンソール PC	1
3	PRODIGY シリーズ用電源ケーブル	1
4	enCORE ソフトウェア	1
5	PRODIGY ソフトウェアパッケージ	1
6	ハンド ソフトウェア	1
7	Advanced Hip Assessment ソフトウェア	1
8	DVA ソフトウェア	1
9	人工股関節ソフトウェア	1
10	操作用モニタ	1
11	Japan Keyboard	1
12	50ft ケーブル	1
13	USB HD	1
14	専用外付け DVD ドライバー	1
15	TAP (2m)	1
16	Lunar OA ラック	1
17	操作用椅子	1
18	Lunar 搬入・据付・調整費	1
19	Prodigy 機器導入時トレーニング 1 日（保証期間内有効）	1
	X 線骨密度測定装置オプション TBS	
20	Integrated TBS	1
21	TBS calibration phantom	1
22	アドバンテージネットワーク接続 3 台以内（Lunar 同時契約用/検収後 2 年間有効）	1
23	ADVANTAGE NW RIS 接続作業（Lunar 用/検収後 2 年間有効）	1

ホロジックジャパン Horizon W 型

	品 名・規格	数量
	Horizon W 型 X線骨密度測定装置	
1	装置本体（スキャナー・寝台）	1
2	操作部（専用 PC・操作卓）	1
3	基本ソフトウェア（腰椎・大腿骨・前腕骨・全身測定・金属除去・人工関節部位解析）	1
4	10 秒測定機能（腰椎、大腿骨）	1
5	体組成解析機能	1
6	IVA ソフト（脊椎骨折分析ソフト）	1
7	HSA ソフト（大腿骨強度評価ソフト）	1
8	AFF ソフト（非定型大腿骨骨折リスク分析ソフト）	1
9	Horizon DICOM 接続（Strage・MWM・RDSR）	1
10	OA チェア	1
11	スチールラック	1
12	TBS iNsight（腰椎海綿骨骨構造スコア）ソフトウェア	1
13	RIS/PACS 側接続費用	1
14	既存装置撤去費用	1
15	データ移行費用	1
16	液晶ディスプレイ 21.5 型/1920×1080/ブラック	1
17	高いところ BOX TB-43 クリア 208010	1
18	ファントムケース	1
19	手元スイッチ付き抜け止めタップ（3P・4 個口・3M）	1
20	ME7073（L 型プラグ）	1
21	漏洩線量測定	1